

ABC Produktkatalog 2023-2024

BRYSTPROTESER OG BH



Vores filosofi



I bestræbelse på at give de brystoperede kvinder så gode forudsætninger som muligt, har Camp Scandinavia valgt at arbejde sammen med ABC på det skandinaviske marked. ABC står for et stærkt engagement og innovativ produktudvikling. Der lyttes til kunderne og de har samme værdier og grundlag som Camp Scandinavia.

CAMP Scandinavias Filosofi

Camp Scandinavia skal være en innovativ, familieejet virksomhed, internationalt anerkendt gennem egne produkter indenfor ortoseområdet. På det nordiske hjemmemarked skal ortopædteknik udgøre basis for virksomheden. Kreativitet og kundskab skal styrke markedspositionen yderligt.

ABC Philosophy

American Breast Care is dedicated to helping women lead fuller lives after breast surgery. By listening to our customers needs, we develop the most innovative, high-quality products and services.

Our passionate team of dependable professionals is committed to earning the trust of our customers and the confidence of the women we serve.

ABC Produktkatalog 2022-2023

Sid	Indhold
2	ABC & Camp Scandinavia filosofi
3	Indhold
4	ABC kvalitetsgaranti
5	ABC proteser
6	Postoperative førstegangsproteser og BH
7	Førstegangsproteser
8	Diamond-serien
9	Diamond Attach
10	Diamond / Diamond Classic
11	Massage Form serien
12	Massage Form fallstudie
13	Massage Form Silhouette
14	Massage Form Super Soft / Tawny Massage Form Super Soft
15	Massage Form Attach / Vaskecreme til Attach
16	Vægtreducerede brytsproteser
17	Symmetric Lightweight / Swimform
18	Classic Triangle Air / Symmetric Air
19	Classic Triangle Light / Classic Triangle Standard
20	MyShape RFS / Basic Triangle Lightweight
21	Flowable Back Asymmetric
22	Teardrop Standard / Triangle Light
24	Delproteser
25	Elliptical Shaper / Massage Attach Shaper
26	Diamond Shaper / Triangle Shaper
27	Massage Form Shaper / Teardrop Standard Shaper
28	BH
29	Kalena Toppe
30	Massage BH
31	Embrace BH
32	Petit T-shirt BH
33	Femina BH
34	Satin Trim T-shirt BH
35	Leisure BH
36	Kompressions BH / Kompressionsbælte
37	Active Recovery BH
38	Tips til afprøvning af BH
39	Tilbehør
40	Størrelsestabel
41	Skema til BH
42	Information

ABC Kvalitetsgaranti

Kvalitetskontrol

Alle ABC-protoser testes med en personlig kvalitetskontrol. På fabrikken findes en kvalitetsansvarlig i forhold til fremstillingen. Personen følger og kontrollerer processen trin for trin, fra råmateriale til færdig brystprotese.

Først efter denne grundige kontrol udsteder den kvalitetsansvarlige garantibeviset og sørger for, at kunden kan være tryk med, at produktet holder højeste kvalitet




ABC TASKE

Alle protoser og delprotoser fra ABC leveres i en flot, feminin, rosa taske.

Tasken beskytter brystprotesen og er perfekt til opbevaring eller rejser.

ABC Protoser

Diagram: Brystprotesens blødhed jævnført med det naturlige brystet.



Lige så blødt som et naturligt bryst.

Blødheden på brystprotesen jævnført med kvindelig brystvæv blev undersøgt som en del af et videnskabeligt arbejde udført af München University of Applied Sciences. Brystproteserne, fra tre udbydere, i det nuværende sortiment, anvendes til sammenligning indenfor brystproteser. En måleenhed med tryksensorer blev udviklet. Den pressede testpersonernes bryst og protese 40 mm ind/dybt og simulerede dermed trykket

Grafen viser, at blødheden i ABC-proteserne er suverænt bedst i forhold til jævnførselsproteserne.

God postoperativ pleje

Her finder du produkterne til en optimal postoperativ pleje

Leisure BH
Frontlukket model.
Hvid og grå.



**First Form
Fiberfill**
Størrelse S-XXL



First Filler
Størrelse S-XXL



**Kompressions BH
med
Kompressionsbælte**
Hvid, beige og sort



Active Recovery BH
Pink



Kalena Linne
Sort og Lyserød



First Form
Størrelse I-12

Førstegangsproteser

10916 - First Form

Til kvinder som ønsker en blød og let protese i tiden efter operation, men også senere.

- Førstegangsprotese af "memoryfoam"
- Næsten vægtløs
- Giver intet tryk mod brystkassen
- Kan desuden anvendes til sport og fritid (dog ikke i badet)

Størrelse: 1-12



10909 - First Form Fiberfill

En blød og let protese uden synlige sømme til tiden umiddelbart efter operation, hvor huden ikke er ophelet og er ekstra følsom. Fylden kan tilpasses med fiberfill.

- Blød førstegangsprotese
- Individuel tilpasning af fyldighed med fiberfill
- Sømløs skål
- Bagsiden er fremstillet af blødt, skønt bomuld
- Forsiden er helt glat og passer i de fleste bh'er.

Størrelse: S, M, L, XL, XXL



10910 - First Filler

En blød og let protese uden synlige sømme til perioden umiddelbart efter operation, hvor huden ikke er ophelet og er ekstra følsom. Fylden kan tilpasses med fiberfill.

- Blød førstegangsprotese
- Individuel tilpasning af fyldighed med fiberfill
- Bagsiden er fremstillet af blødt, skønt bomuld

Størrelse: S, M, L, XL, XXL



ABC-DIAMOND - Bredere base


Den bredere base og form på diamondproteserne gør denne serie helt unik



ABC-DIAMOND - Med optimale ventilerende egenskaber.

“Institut für angewandte Ergonomie” i München har gennemført et studie, som viser de positive egenskaber, som Diamond proteser har.

Varmebilledet viser tydeligt, hvordan de ventilerende kanaler fungerer. Den varme luft strømmer ud af kanalerne og kølig luft strømmer ind. Dette har værdi for fugtighed og temperatur, som holdes konstant på et behagelig niveau og forhindrer yderlig sved. Denne forbedrede ventilation har desuden fordelen, at speciallommen i BH'en forbliver tør og at personen, som bærer den, føler sig frisk hele dagen.



Diamond-serien

I denne serie indgår fire forskellige protese-modeller, i forhold til bedst mulig tilpasning og pasform.



10487 - Diamond Attach

Vores mest populære model fås nu som en selvklæbende protese.

- Diamond Attach er en symmetrisk kontaktprotese, der har diamanthformede puder på bagsiden, som giver en blød massage.
- Fæster direkte mod brystvæggen og giver dig mulighed for at bære almindelige bh'er og tøj.
- Modellen har en bred base og en blød afrundet top, hvilket betyder at den passer godt i langt de fleste bh'er.
- Protesen har samme bløde og krammevenlige silikone, som vores andre populære proteser.
- Diamond Attach er velegnet til aktivitet og sport.
- Leveres i en elegant feminin velourpose, der er ideel til opbevaring og transport.

Størrelse: 2 - 11

Vægt: ca. 25% vægtreduktion



Læs mere om rengøring og pleje af Attach-protoserne på side 15.

I0287 - Diamond

En populær model med mindre fyldig profil, som bliver mindre varm og fugtig ved aktivitet



- Diamond er en brystprotese med en aldeles unik form, med en bred base og blød rundet top, som gør, at den passer rigtig fint i de fleste BH'er.
- Protesen har diamantformede puder på bagsiden, som giver en sval fornemmelse
- Protesen har samme bløde og „krammevenlige“ silikone, som vores øvrige omtalte proteser.
- Protesen egner sig godt til aktivitet og sport.
- Levereres i en ny, elegant og feminin velourtaske, som er perfekt til opbevaring og transport.


Størrelse: I - 12

Vægt: ca 25% vægtreduktion



I0288 - Diamond Classic

En populær model med middel-fyldig profil, som bliver mindre varm og fugtig ved aktivitet



- Diamond er en brystprotese med en aldeles unik form med en bred-base og blød rundet top, som gør, at den passer rigtig godt i de fleste BH'er
- Protesen har diamantformede puder på bagsiden, som giver en sval fornemmelse
- Protesen har samme bløde og „krammevenlige“ silikone, som vores øvrige omtalte proteser.
- Protesen egner sig godt til aktivitet og sport sport.
- Levereres i en ny, elegant og feminin velourtaske, som er perfekt til opbevaring og transport.


Størrelse: I - 12

Vægt: ca 25% vægtreduktion



Massage Form-serien

I denne serie indgår fem forskellige protesemodeller i forhold til bedst mulig tilpasning og pasform



Massage Form fallstudie

Prof. Dr. Kurz

ABCs massageproteser er helt unikke i deres design. Kanalerne på bagsiden af protesen giver blød massage til brystet og tillader samtidig luft at cirkulere, så huden føles kølig og åndbar.

Kanalerne på bagsiden af protesen gør desuden, at protesen sidder sikkert mod brystet og ikke glider i bh'en.




Casestudie

Et sammenligneligt casestudie er blevet udført af professor B. Kurz (ved Engineering Education, University of Munich) på to bilateralt, opererede kvinder: De måtte bruge en ABC-massageform på den ene side og en asymmetrisk letvægtsprotese på den anden side. Sensorer blev monteret på indersiden af brystproteserne for at måle fugtigheden.

Målingen blev udført i 3 faser: fase 1 = siddende i 15 minutter; fase 2 = hurtig gang i 20 minutter; Fase 3 = siddende i 15 minutter


Resultat:



Massage Form-serien

10295 - Massage Form Silhouette

En protese, der giver en blød massage til brystet, med afrundet dråbeformet base og mindre fylde øverst.



- Kanaleme på bagsiden af protesen giver blød massage til brystet.
- Protesen er især anvendelig til kvinder med lymfødem eller risiko for lymfødem
- Kanaleme tillader luft at cirkulere mellem huden og protesen. Huden føles kølig og åndbar.
- Profil, der er lavere øverst og fyldigere i bunden. Modellen er dråbeformet og har en mere rund base.
- Protesen er blød og sval
- Egnet til lymfødem
- Protesen er velegnet til aktivitet og sport.

Størrelse: I - 14

Vægt: ca 25% vægtreduktion



Massage Form-serien

I0275 - Massage Form Super Soft

I0276 - Tawny Massage Form Super Soft

En protese, der giver blød massage til brystet.

Til kvinder, der ønsker en blød protese med en trekantet form.

- Blød protese med trekantet form.
- Kanalerne på bagsiden af protesen giver blød massage til brystet.
- Protesen er især anvendelig til kvinder med lymfødeme eller risiko for lymfødeme.
- Kanalerne tillader luft at cirkulere mellem huden og protesen, så huden føles kølig og åndbar.
- Protesen er velegnet til aktivitet og sport.

Størrelse: I - I4

Vægt: ca 25% vægtreduktion



Findes i to
hudnuancer



Massage Form-serien

10475 - Massage Form Attach

En selvklæbende protese med en trekantet form, der giver blød massage til brystet.

- Blød klæbeprotese med trekantet form, der fastgøres direkte på huden
- Kanalerne på bagsiden af protesen giver blød massage til brystet.
- Følger kroppen, når du bevæger dig
- Afhjælper tyngden på skuldrene - især ved lymfødem eller stor byste
- Øget valgfrihed i tøjvalg og giver en mere sikker følelse
- Protesen er velegnet til aktivitet og sport.

Størrelse: 1 - 12

Vægt: ca 25% vægtreduktion

selvhæftende!



22925 - Vaskecreme til Attach (1 tube)

Specielt sammensat flydende vaskecreme, som blidt rengør den selvklæbende overflade på Massage Form Attach & Diamond Attach. Tilstrækkelig til cirka 250 vaske. Vaskecreme blandes med lidt vand og masseres på den selvklæbende overflade og skylles derefter af.

Rengøring aktiverer klæbemidlet på protesen på en meget effektiv måde.



Rengør dagligt med lunkent vand og mild sæbe eller vaskecreme



Læg herefter protesen i tasken for at lufttørre eller tør forsigtigt med en føntørret med kold luft.



Sæt plastfilmen over den klistrede overflade, når den ikke anvendes

Selvhæftende.



Vægtreducerede brystproteser

Aflastende ved lymfødeme eller osteoporose.
God til sport og fysiske aktiviteter


Symmetric
Air



Classic
Triangle Air



Symmetric
Lightweight



Bekvem ved
aktivitet



Basic Triangle
Lightweight



I0282 - Symmetric Lightweight

En let, diamantformet model til kvinder med mindre til mellemstor bryst.

- Letsvægtssilikon, ideelt til kvinder med skulder- eller rygproblem.
- Fylder ud BH-skålen perfekt.
- Det symmetriske design gør at den kan bæres på både venstre og højre side.

Størrelse: I -12

Vægt: ca 25% vægtreduktion



I0277 - Swimform

En badeprotose i letvægtssilikon specielt tilpasset til bad, svømning og vandgymnastik.

- Protesen kan tåle alle typer badevand: klorholdigt badevand samt fersk- og saltvand.
- Specielt fremstillet til at passe til alle typer badetøj.
- Symmetrisk design, der passer både til højre og venstre side.
- Leveres i en smuk satinpose.

Størrelse: I -12

Nyhed!



10271 - Classic Triangle Air


Til aktive kvinder med stor byste og som ønsker en ultralet brystprotese

- Trekantet form med bred base til middel til fyldig profil.
- Farven „tan“ er en smuk lysebrun hudfarve
- Fylder bh-skålen helt ud
- Giver et naturligt look og er behagelig at have på
- Egnede til lymfødem

Størrelse: 1 -12

Vægt: ca 42 % vægtreduktion

Vores letteste protese med middel til fyldig profil




10281 - Symmetric Air

Protese fremstillet i "Air Light Silikon" til kvinder med middelstor byste og som ønsker en ultralet brystprotese

- Protesen er fremstillet i en unik "Air light" silikone, som giver en helt ultralet protese.
- Formen er den samme som i vores populære diamantproteser og passer i de fleste bh-modeller.
- Til aktive kvinder med mellemstor byste
- Egnede til lymfødem

Størrelse: 1 -12

Vægt: ca 42 % vægtreduktion



I0272 - Classic Triangle Light

En let, trekantet model til kvinder med mellemstor byste

- Trekantet form til mindre til mellemlang profil.
- Model med bred base
- Fylder bh-skålen helt ud
- Giver et naturligt look og en behagelig følelse at have på
- Blød og mat film, der giver en behagelig fornemmelse mod kroppen

Størrelse: I -I4

Vægt: ca 30 % vægtreduktion



I0274 - Classic Triangle Standard

En trekantet model til kvinder, der ønsker samme vægtfølelse på begge sider

- Model med standard silikone svarende til den naturlige vægt.
- Trekantet form til mindre eller mellemlang profil.
- Model med bred base.
- Fylder bh-skålen helt ud
- Giver et naturligt look og er behagelig at have på

Størrelse: I -I2

Vægt: Naturlig vægt



10266 - MyShape RFS (Roundness, fullness, shape)

En protese til kvinder med ar eller uregelmæssigheder på brystvæggen.

- Den specielle formbare Amandasil silikone på bagsiden former sig omkring ar og ujævnheder på brystvæggen.
- Ideel til bryster med lidt mindre fylde i den øverste del og lidt mere fylde i det nederste bryst.
- Fylder bh-skålen på en naturlig måde.
- Den runde afslutning på protesens nederste del bevirker, at den passer fint i de fleste bh-modeller.

Størrelse: 3 - 14

Vægt: ca 30% vægtreduktion



10142 - Basic Triangle Lightweight

Til kvinder med stor byste og som ønsker en meget let brystprotese

- Trekantet form med bred base til medium for fuld profil.
- Farven „tan“ er en flot lysebrune tone
- Fylder bh-skålen helt ud
- Giver et naturligt look og er behagelig at have på
- Fungerer godt til den aktive kvinde
- Egnet til lymfødem

Størrelse: 1 - 17

Vægt: ca 30 % vægtreduktion



I0250 - Flowable Back Asymmetric

En asymmetrisk protese til kvinder, der har følsom hud med ar eller ujævnheder.

- En asymmetrisk protese, med en forside af letvægtssilikone kombineret med en silkeagtig gel-bagside
- Den bløde bagside giver en aflastende og tilpasningsdygtig mulighed i forhold til ujævnheder og følsom hud
- Silikone gel giver en kølig og behagelig fornemmelse mod huden.

Størrelse: I -12, venstre eller højre

Vægt: ca 20 % vægtreduktion

En asymmetrisk model, der kan bruges på begge sider afhængigt af om busten skal sidde mere sammen eller mere fra hinanden.





I0040 - Teardrop Standard

Kvinder, der har brug for en dråbeformet protese med middel til fyldig profil

- Protesen har en smal base
- Til ens vægtfølelse på begge sider
- Modellen kan drejes horisontalt eller vertikalt i forhold til optimal pasform
- Fremstillet i standardsilikone i forhold til naturlig vægt.

Størrelse: I -I2

Vægt: Naturlig vægtgennemsnit




I0242 - Triangle Light

En lettere model til kvinder, der har brug for en symmetrisk form til middel til fyldig profil.

- En trekantet protese til medium til fuld profil.
- Protesen har en smal base.
- Denne model fås i et stort udvalg af størrelser
- Blød og mat film, der giver en behagelig fornemmelse mod kroppen

Findes i mange størrelser



Størrelse: 0 - 18

Vægt: ca 30 % vægtreduktion



Del - og skal-proteser

Størrelsen på brysterne kan ændre sig, når hævelsen aftager, når vægten ændres eller i forbindelse med en rekonstruktion, der ikke blev perfekt.



11212 - Elliptical Shaper

Til kvinder, der har fået fjernet en del af brystet og som har behov for fyld, specielt den nederste del af BH'en

- Elliptical Shaper er en delprotese som hjælper med at skabe symmetri efter lumpektomi eller rekonstruktion.
- Passer til alle typer BH og badetøj.
- Protesen har et lag fast silikone, der bevarer sin form, selv i vand.
- Den ene side af protesen har en fylde, der kan udligne defekter mens den anden kant har en tynd profil for at skabe en usynlig overgang til huden
- Kan med fordel bruges, når der er behov for en naturlig balance i bh'en.
- Vendbar til individuelle behov.

Størrelse: 2, 4, 6, 8



11485 - Massage Form Attach Shaper

Til kvinder, der ønsker en selvklæbende skalprotese med masserende egenskaber.

- En selvklæbende bagside, der tillader brystprotesen at fæste direkte på huden
- Kanaler på bagsiden „krammer“ brystvæggen og giver blød massage ved brug
- Følger kroppen, når du bevæger dig
- Lindrer tryk på skuldrene - især ved lymfødeme eller stor byste
- Øget valgfrihed i tøjvalg
- Giver en mere sikker fornemmelse
- Protesen er velegnet til aktivitet og sport

Størrelse: 4 - 12



I 1287 - Diamond Shaper

Til kvinder, som efter operation eller rekonstruktion har behov for ekstra fyld midt på brystet for at opnå symmetri.

- Diamond shaper er en skalprotese / halvprotese, der er meget fyldig i midten
- Det har tynde bløde kanter, der giver en glat overflade uden at have synlige overgange
- De diamantformede puder på bagsiden fremmer luftcirkulationen og giver en sval, behagelig følelse mellem hud og protese
- Den populære diamantform passer til de fleste BH-modeller.
- Velegnet til kvinder med asymmetrisk bryststørrelse.
- Protesen er velegnet til aktivitet og sport

Størrelse: I -12



I 1201 - Triangle Shaper

En tynd skalprotese til kvinder, der ønsker at gendanne formen i forhold til det andet bryst efter operation eller rekonstruktion.

- Velegnet til kvinder med asymmetrisk bryststørrelse
- Har tynde fine kanter, der giver en jævn overflade uden synlige overgange
- Velegnet til kvinder med asymmetrisk bryststørrelse.

Vores tyndeste
skalprotese



Størrelse: I -10

I 1285 - Massage Form Shaper

Kvinder, der ønsker en lidt fyldigere skalprotese og som ønsker en kølig, behagelig protese

- Kanaler på bagsiden i forhold til øget luftcirkulation og komfort
- Giver en blød massage til brystvæggen
- Blødheden får protesen til at forme sig efter kroppens konturer
- Har tynde fine kanter, der giver en jævn overflade uden synlige overgange
- Velegnet til kvinder med lymfødem
- Protesen er velegnet til aktivitet og sport




Størrelse: I - 12

I 1204 - Teardrop Standard Shaper

Til kvinder, der har brug for en dråbeformet skalprotese med smal base

- Velegnet til kvinder med uens bryststørrelse.
- En dråbeformet skalprotese med en smal base til middel profil.
- Modellen kan drejes horisontalt eller vertikalt i forhold til optimal pasform.
- Fremstillet af standard-silikone i forhold til naturlig vægt.



Størrelse: I - 12



P.S. Alle vores modeller er brystopererede kvinder.


BH

Alle vores BH'er er specielt designet til kvinder med brystproteser og har derfor lomme på begge sider. De er bløde og behagelige og har en understøttende funktion


SYMBOLER:




Bøjle-bh



Formstøbt bh



Bh med knaplukning i ryggen



Bh med knaplukning fortil



Kompression



Microfiber - åndbart



Højt bomuldsindhold

Kalena Toppe



Kalena Toppe

Kalena Toppe er et blødt og behageligt materiale i to forskellige farver. Idet der er indbyggede lommer, er der ikke brug for bh. Kalena Linnet er designet til brug uden bh. Justerbar dobbelt skulderstrop i forhold til optimal støtte.

Den afrundede halsudskæring og smidige pasform skaber en elegant top. Bh-skålene i Kalena er støbt og presset og er bedst egnet til en mellemstor profil. Lavet af viskose og elastan, hvilket giver en dejlig og sval følelse og en blank overflade.

Art.nr	Farve	Størrelse
22247	Sort	S (36 - 38)
22247	Sort	M (40 - 42)
22247	Sort	L (44 - 46)
22247	Sort	XL (48)
22247	Sort	XXL (50 - 52)
22247	Sort	XXXL (54)
22248	Lys rosa	S (36 - 38)
22248	Lys rosa	M (40 - 42)
22248	Lys rosa	L (44 - 46)
22248	Lys rosa	XL (48)
22248	Lys rosa	XXL (50 - 52)
22248	Lys rosa	XXXL (54)



Massage BH



Massage BH

En unik bh i mikrofiber. Materialets struktur har en mikromasserende effekt. Sømløse, formede skåle og blød let polstrede elastikstropper. Støttende blødt og bredt bånd nederst. BH'en er speciel fordelagtig til kvinder med lymfødem, men er også en behagelig bh til almindeligt brug eller ved f.eks sports- og fritidsaktiviteter.



Beige	Hvid	Sort	Lyserød	Skål	Størrelse
22525	22233	22236	22526	AA	75-100
22525	22233	22236	22526	A	75-100
22525	22233	22236	22526	B	75-115
22525	22233	22236	22526	C	75-115
22525	22233	22236	22526	D	75-115
22525	22233	22236	22526	E	75-115

Embrace BH




BH Embrace

Embrace er en protesebh lavet i blød behagelig bomuld og med en høj blondebesat udskæring. Den har brede, elastiske og justerbare skulderstropper. Embrace giver fast støtte på tværs af ryggen via den brede hægtelukning. Embrace er specielt udviklet til at reducere trykket omkring kroppen. Den brede og bløde bomuldselastik giver mindre tryk og hindrer ikke lymfeflowet. Embrace fås i tre smukke farver:

Art.nr	Farve	Skål	Mål
22203	Lys champagne	A	75 - 100
22203	Lys champagne	B	75 - 100
22203	Lys champagne	C	75 - 100
22203	Lys champagne	D	75 - 100
22203	Lys champagne	E	80 - 100
22206	Sort	A	75 - 100
22206	Sort	B	75 - 100
22206	Sort	C	75 - 100
22206	Sort	D	75 - 100
22206	Sort	E	80 - 100
22223	Hvid	A	75 - 100
22223	Hvid	B	75 - 100
22223	Hvid	C	75 - 100
22223	Hvid	D	75 - 100
22223	Hvid	E	80 - 100

Petit T-Shirt BH



Petit T-Shirt BH

Petit T-Shirt BH har formpressede skåle og et diskret broderi fortil og ved skulderstroppeme.


Den har et moderne snit foran.

Passer bedst til mindre og mellemstor byste.

Art.nr	Farve	Skål	Størrelse
22227	Hvid	AA	70 - 90
22227	Hvid	A	70 - 95
22227	Hvid	B	70 - 95
22227	Hvid	C	70 - 95
22226	Sort	AA	70 - 90
22226	Sort	A	70 - 95
22226	Sort	B	70 - 95
22226	Sort	C	70 - 95
22225	Champagne	AA	70 - 90
22225	Champagne	A	70 - 95
22225	Champagne	B	70 - 95
22225	Champagne	C	70 - 95



Femina BH



BH Femina

Femina har støttende sømme, som former en tredelt skål for optimal støtte i større størrelser. Polstrede skulderstropper der giver en behagelig støtte. Broderede blomstermønstre, der giver et elegant design.

Art.nr	Farve	Skål	Størrelse
22241	Hvid	A	85 - 115
22241	Hvid	B	75 - 115
22241	Hvid	C	75 - 115
22241	Hvid	D	75 - 115
22241	Hvid	E	80 - 105
22241	Hvid	F	80 - 105
22241	Hvid	G	80 - 100



Satin Trim T-shirt BH



Nyhed!




Satin Trim T-shirt BH

Polstret bh med smukke satinkanter som giver et godt støtte uden bøjle. Blød og behagelig at bære med en polstrnig som gør at den ikke er gennemsigtig og derfor god under T-shirt eller tætsiddende top.

Art.nr	Farve	Skål	Størrelse
22252	Taupe	AA	70 - 85
22252	Taupe	A	70 - 95
22252	Taupe	B	70 - 100
22252	Taupe	C	70 - 100
22252	Taupe	D	70 - 95




Leisure BH



Leisure BH


Leisure Bra er en nem bh til daglig brug. Bh'en er knappet fortil og har brede skulderstropper der giver en behagelig pasform. Skålene har lommer af elastisk bomuld i begge sider. Kan med fordel benyttes som den første bh postoperativt, idet den er meget blød og behagelig.

Art.nr	Farve	Skål	Størrelse
22228	Grå	A/B	S - XXL
22228	Grå	C/D	S - XXL
22228	Grå	E/F	S - XXL
22243	Hvid	A/B	XS - XXL
22243	Hvid	C/D	XS - XXL
22243	Hvid	E/F	XS - XXL



Størrelse	Omfang
X-Small	60 - 65 cm
Small	70 - 80 cm
Medium	85 - 90 cm
Large	95 - 100 cm
X-Large	105 - 110 cm
XX-Large	115 - 120 cm

Kompressions BH / Kompressionsbælte



Produkt	Art.nr	Farve	Skål	Størrelse
Kompressions BH	22221	Beige	AA/A, B/C, D/E	70 - 120
Kompressions BH	22242	Hvid	AA/A, B/C, D/E	70 - 120
Kompressions BH	22239	Sort	AA/A, B/C, D/E	75 - 130
Kompressionsbælte	22222	Beige		XSmall - XXLLarge
Kompressionsbælte	22244	Hvid		XSmall - XXLLarge
Kompressionsbælte	22240	Sort		XSmall - XXLLarge



Størrelsestabel Kompressionsbælte (art. nr 22222, 22244, 22240)								
Mål under bryst	70	75	80	85	90	95	100	105
AA/A skål	XS	XS	S	S	M	L	XL	2XL
B/C skål	XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
D/E skål	S	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Bæltets længde	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
cm (+/- 1,5 cm)	85	90	95	100	105	110	115	120

Kompressions BH / Kompressionsbælte

- Kompressionsbh'en er beregnet til at stabilisere og opretholde formen på det opererede bryst (brystreduktion, brystforstørrelse, brystrekonstruktion, plastikkirurgi).
- Det hudvenlige og specielt bløde bomulds-stretchmateriale giver maksimal komfort.
- Kompression, form og pasform opnås gennem den sømløse bandage, de formede skåle, de indsyede sidestøtter og det brede bånd under brystet.

- De ekstra tynde velcrobånd kan ikke ses under tøj og kan justeres individuelt.
- Ved behov kan brystproteser, skalproteser og delproteser placeres i den specielt designede lomme.
- Kompressionsbæltet hjælper med at forhindre, at implantatet bevæger sig opad under ophelingsprocesser. Den anatomiske form på bæltet giver en behagelig pasform rundt om ryggen, under armene og over bryst. Velcrolukning tillader justerbar kompression og ønsket pasform.

Active Recovery BH



Nyhed!



Active Recovery BH

En blød kompressions-bh til anvendelse efter operation og som giver giver kompression over brystet og ryggen. Designet til at hjælpe kroppen under helingsprocessen, hvor huden kan være ekstra følsom og mindske risikoen for hævelse, der kan opstå postoperativt.

BH'en er sømløs og har brede justerbare skulderstropper, der giver ekstra støtte og beskyttelse til følsom hud. Lukning med både kroge og lynlåse foran gør det nemt og sikkert at lukke. BH'en er fremstillet i et elastisk, blødt og hudvenligt materiale og har en fast og støttende kant under barmen for den bedst mulige komfort.

Art.nr	Størrelse	Omfang
2225I	Small	70 - 80 cm
2225I	Medium	85 - 90 cm
2225I	Large	95 - 100 cm
2225I	X-Large	105 - 110 cm
2225I	XX-Large	115 - 120 cm
2225I	XXX-Large	120 - 125 cm



Tips til test af BH

Skulderstropperne passer perfekt, når de ligger komfortabelt på skuldrene, uden at "gnave". Stropperne bærer ca. 20% af brystets vægt, hvor den primære opgave er at løfte og placere brystet. For at opnå den bedste pasform bør det højeste punkt af brystet være halvvejs mellem skulder og albue.

Midtersømmen på bh'en skal ligge komfortabelt mod brystbenet, når du benytter den rigtige BH-model og den korrekte størrelse.

Bøjlen / forstærkning under bysten bærer størstedelen af brystets vægt (ca. 80%). Det er vigtigt, at bh'en har den rigtige størrelse, så den sidder godt rundt om kroppen. Den skal sidde til, så stramt, at den ikke glider under bevægelser og aktivitet.

Hvordan ser en perfekt bh-skål ud? Den omslutter hele brystet eller brystprotesen uden at være synlig eller vise ujævnheder. Det er vigtigt at finde den rigtige størrelse også her.

Tilbehør



ABC VASKECREME TIL ATTACH

Art.nr 22925 1 tube



BH FORLÆNGERE

Art.nr 22921 Hvid. 90 cm

Art.nr 22922 Sort 90 cm

Art.nr 22923 Beige. 90 cm



SKULDERBÅNDSBESKYTTELSE

Art.nr 22920

Fremstillet af transparent silikone.
Pakning med 2 stk.



AFPRØVNINGS-KÅBE

Art.nr 96200

Afprøvningskåben er fremstillet i blødt silkelignende materiale. Perfekt til anvendelse i forhold til afprøvning ved størrelse og optimal tilpasset protesemodel.



ABC VASKEPOSE

Art.nr 22924

Tag god hånd om dine BH'er og anvend vores fine og praktiske vaskepose !



BRYSTVORTER

Art.nr 22907 Farve: Blush, stl S, M, L

Art.nr 22908 Farve: Ivory, stl S, M, L

Art.nr 22909 Farve: Tawny, stl S, M, L

Selvhæftende brystvorter i tre forskellige farver i forhold til optisk korrektion eller tilpasning til den naturlige brystvorte. Brystvorterne kan genanvendes. Hver farve findes i tre forskellige størrelser. Leveres i par i et smidigt opbevaringsetui.

Størrelsestabel

BH-STØRRELSE (cm)

AA	65	65	75	80	85	90	95	100	105	110									
A		70	75	80	85	90	95	100	105	110									
B			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120					
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125			
D					65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125		
E							70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
F									75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
G												85	90	95	100	105	110	115	120
GG													85	90	95	100	105	110	115
H														85	90	95	100	105	110

 = Findest ikke

Beskrivelse	Størrelse Side	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10040 - Teardrop Standard	Symmetrisk																			
10142 - Basic Triangle Lightweight	Symmetrisk																			
10242 - Triangle Light	Symmetrisk																			
10250 - Flowable Back Classic	Asymmetrisk																			
10266 - MyShape RFS	Symmetrisk																			
10271 - Classic Triangle Air	Symmetrisk																			
10272 - Classic Triangle Light	Symmetrisk																			
10274 - Classic Triangle Standard	Symmetrisk																			
10275 - Massage Form Super Soft	Symmetrisk																			
10276 - Tawny Massage Form Super Soft	Symmetrisk																			
10277 - Swim Form	Symmetrisk																			
10282 - Symmetric Light Weigth	Symmetrisk																			
10287 - Diamond	Symmetrisk																			
10288 - Diamond Classic	Symmetrisk																			
10295 - Massage Form Silhouette	Symmetrisk																			
10475 - Massage Form Attach	Symmetrisk																			
10487 - Diamond Attach	Symmetrisk																			
11201 - Triangle Shaper	Symmetrisk																			
11204 - Teardrop Standard Shaper	Symmetrisk																			
11212 - Elliptical Shaper	Symmetrisk																			
11285 - Massage Form Shaper	Symmetrisk																			
11287 - Diamond Shaper	Symmetrisk																			
11485 - Massage Form Attach Shaper	Symmetrisk																			
10916 - First Form	Symmetrisk																			
10909 - First Form Fiberfill	Symmetrisk		Small			Medium			Large			X-Large			XX-Large					
10910 - First Filler	Symmetrisk		Small			Medium			Large			X-Large			XX-Large					

Skema til BH

BH	FARVER	SKÅL								
		AA	A	B	C	D	E	F	G	
Massage BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Beige, 22525 ● Sort, 22236 ○ Hvid, 22233 ○ Lysrosa, 22526 	75-100	75-100	75-115	75-115	75-115	75-115	-	-	
Kompressions BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Beige, 22221 ○ Hvid, 22242 ● Sort, 22239 	70-120		70-120		70-120		-	-	
Kalena Linne	 <ul style="list-style-type: none"> ● Sort, 22247 ○ Lysrosa, 22248 	S (36/38), M (40/42), L (44,46) XL (48), XXL (50/52), XXXL (54)								
Satin Trim T-shirt BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Taupe, 22123 	70 - 85	70-95	70-100	70-100	70-95	-	-	-	
Leisure BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grå, 22228 ○ Hvid, 22243 	A/B Skål, C/D Skål, E/F Skål XS (60, 65 cm fås kun i hvid), S (70, 75, 80 cm), M (85, 90 cm), L (95, 100 cm) XL (105, 110 cm), XXL (115, 120 cm)							-	
Petit T-Shirt BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Champagne, 22225 ○ Hvid, 22227 ● Sort, 22226 	70-90	70-95	70-95	70-95	-	-	-	-	
Femina BH	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Hvid, 22241 	-	85-115	75-115	75-115	75-115	80-105	80-105	80-100	
Embrace BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Champagne, 22203 ● Sort, 22206 ○ Hvid, 22223 	75-90	75-100	75-100	75-100	75-100	80-100	-	-	

Garanti

Brystproteserne har et års garanti. Hvis protesen bliver defekt i løbet af dette år, bør du kontakte os. Vi erstatter alle proteser, som har en produktionsfejl i et år efter tilpasningsperioden. Skulle protesen blive ødelagt på grund af misvedligehold, omfattes dette ikke af garantien.

Kontaktprotese

Brystprotesen har to års garanti. Vi tilbyder 3 måneders prøvetid, for den som ønsker at prøve en Massageform Attach protese. Protesen skal returneres til os i sin originale emballage med tilhørende instruktioner og medfølgende materiale. Camp erstatter med et modsvarende produkt i samme størrelse, af ABC's sortiment.

Returnering

Godkendelse skal indhentes hos før evt. returnering. Kontakt os for returnummer. Varen skal returneres i original emballage senest 2 uger efter modtagelse af returnummer. Returneringen skal betales af afsender og der skal følge fakturakopi eller pakkeseddel med. Specielt bestilte varer og bestillingsvarer tages ikke retur.

Brug af Brystproteser fra ABC ved badning, flyrejser og forskellige klimaer.

Vand og bad

Brystproteserne fra ABC kan anvendes både i pool (klorin) og i saltvand.

Luftryk

Under en flyrejse kan der dannes små luftbobler i siliconen (specielt i ældre proteser og proteser som har været på gentagne flyrejser eller på lange flyrejser). Disse luftbobler skal forsvinde efter flyrejsen.

Temperatur

Abc brystprotese kan anvendes i enhver temperatur, som kroppen kan håndtere. Protesen klarer ekstreme temperaturer både om vinteren og om sommeren. Kan også anvendes i sauna.

Support For Better Life!



Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no